

Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
<p>Экспресс-тест для совместного выявления гриппа А и В (Influenza A+B)</p>	<p>Принцип теста: иммунохроматографический, отдельные полосы для гриппа А и В, цветовая кодировка результатов. Полоски контрольной, первой и второй аналитических зон должны иметь окраску разного цвета.</p> <p>Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 98% по вирусу гриппа А и 99% по вирусу гриппа В.</p> <p>Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте с силикагелем</p> <p>Тип измерения: качественный</p> <p>Время анализа: не более 10 минут</p> <p>Тип образца: мазок из носовой полости</p> <p>Количество тестов в наборе : 10 тестов.</p> <p>Условия хранения: 2-30 град.</p> <p>Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 10 шт, с маркировкой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• флакон с крышкой-капельницей, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт.;</li> <li>• одноразовые пластиковые пробирки – 10 шт.,</li> <li>• стерильные ватные тампоны на зонде – 10;</li> <li>• одноразовые пластиковые пипетки – 10;</li> </ul> <p>Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 10 шт.</p> <p>Цветная инструкция для пользователя на русском языке</p> <p>Коробка должна содержать полную маркировку на русском языке и быть заклеена пломбой с контролем первого вскрытия</p> <p>Срок годности распечатанного пакета с тестом не менее полутора часов.</p> <p>Срок годности набора не менее 24 месяцев</p> <p>Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80%</p>