

№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
6.1.20	Экспресс-тест для выявления респираторно-синцитиального вируса (RSV)	<p>Тест «РЭД респираторно-синцитиальный вирус» предназначен для <i>in vitro</i> одноэтапного быстрого качественного выявления респираторно-синцитиального вируса в респираторных выделениях из носовой полости человека.</p> <p>Определение должно быть основано на принципе одностадийного иммунохроматографического анализа.</p> <p><b>Технические требования:</b>  Чувствительность не менее 95%, специфичность – не менее 99%.  Время проведения анализа -10 мин.  Тест должен храниться при температуре от 2 до 25 град., в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте в течение всего срока годности. Замораживание теста не допускается.  Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.  Срок годности распечатанного теста не менее 2 часов.</p> <p><b>Требования к комплектации:</b>  В состав набора должно быть включено:  Имунохроматографическая тест-полоска в кассетах из пластика белого цвета – 5, 10 или 20 шт.  Флакон с крышкой -капельницей , содержащий буфер для растворения образца -1 шт.  Одноразовые пластиковые пробирки – 5,10 или 20шт.  Стерильные ватные тампоны на зонде -5,10 или 20 шт.  Одноразовые пластиковые пипетки – 5,10 или 20шт.  Этикетки на клеевой основе для маркировки пробирок – 5,10 или 20 шт.  Инструкция по применению – 1 шт.</p> <p><b>Требования к упаковке:</b>  Кассеты с тест-полосками и одноразовые пластиковые пипетки упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой ,содержащие пакетики с силикагелем.  Комплект тестов упакован в картонную коробку.</p> <p><b>Требования к сопроводительной документации:</b>  Регистрация в МЗиСР РФ</p>